








HANDKONTROLL



FOTKONTROLL




FÖRKLARING TILL ÖVRIGA PIKTOGRAM

Piktogram	Benämning	Förklaring
	Varning	Varningstriangeln visar att särskild försiktighet krävs.
	CE-märkning	Detta märke visar att systemet uppfyller kraven för CE-märkning.
	VIKTIGT	Kräver särskild uppmärksamhet.
	Elektriskt och elektroniskt avfall	Symbolen innebär att systemet vid kassering ska lämnas in till närmaste återvinningscentral för återvinning och destruktion i enlighet med gällande lagstiftning.
	Kapslingsklass	Kapslingsklass IPX0 – inget skydd mot inträngande vatten, olämpligt för utomhusbruk.

DE TRE LÄGENA

Steg-för-steg-instruktioner finns i avsnitt 5 i bruksanvisningen

1: Arbetsposition (under vändning)



2: Nedfäld position (för att hjälpa patienten ur sängen)



3: Sänggrundsposition (under vändning)

